



ELECTROCARDIOGRAPHE  
12 pistes

# Cardi-12

Très grand écran couleur.  
Modes et formats de travail multiples

Auto analyse  
Auto calibration

Ecran  
tactile



CE 0123

[www.dupont-medical.com](http://www.dupont-medical.com)

**COLSON**<sup>®</sup>  
Une marque de DUPONT MEDICAL



# ELECTROCARDIOGRAPHE MULTIPISTES

## Cardi-12

Appareil très performant à 12 dérivations, utilisant des technologies fines et fiables de traitement des signaux.

**L'écran LCD** tactile permet, avec un très grand niveau de confort et d'ergonomie, de sélectionner et de maîtriser les multiples fonctions de l'appareil.

Principaux atouts de **Cardi-12** :

- Ecran 16 x 12 cm, LCD couleur.
- Mémorisation jusqu'à 1000 enregistrements.
- Modes et formats d'impression multiples (format A4).
- Analyse automatique et auto-calibration.
- Double alimentation, secteur et batteries rechargeables.
- Grande autonomie : 4 heures en stand by, 90 mn d'enregistrement en continu ou 150 ECG différents.
- Filtres parasites musculaires et secteur.
- Indicateur de niveau de charge des batteries.



Fourni avec un câble patient, quatre électrodes périphériques, six électrodes à ventouse, un rouleau de papier, un câble d'alimentation secteur.

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

Paramètres mesurés:	FC, intervalle P-R (ms), durée : P-QRS-T, QT.QTC (ms), axes : P-QRS-T (degré), R-V5 (mV), S-V1 (mV), R-V5+S-V1 (mV)
Système d'alimentation:	Secteur : 110V/220V 50/60Hz $\pm$ 1Hz Batterie lithium rechargeable : 7,4V – 3700 mAh
Système d'écriture:	Imprimante thermique
Papier:	Rouleau, largeur 210mm / longueur 20m
Mode d'affichage:	Ecran LCD 160 x 120 mm
Dérivations:	12 dérivations standards
Mode de fonctionnement:	Temps réel manuel et automatique
Sensibilité d'enregistrement:	Auto, 5, 10, 20, 40mm/mV $\pm$ 5%
Vitesse entraînement du papier:	Mode auto et rythme : 25 - 50mm/s $\pm$ 5% Mode manuel : 5 – 6,25 – 10 – 12,5 – 25 – 50 – 100 mm/s $\pm$ 5%
Filtres:	25Hz/35Hz (-3dB) 50Hz/60Hz ( $\geq$ -20dB)
Températures:	Fonctionnement : +5°C ~ +35°C Stockage : -10°C ~ +55°C
Humidité relative:	Fonctionnement : $\leq$ 80% Stockage : $\leq$ 95%
Poids:	3,2 kg
Dimensions (L x l x H) :	340 x 320 x 85 mm
Sécurité :	Classe I, Type CF
Référence:	CC 638 5000

## DUPONT MEDICAL

BP 19 - ZAC de Ban la Dame - 92 rue du train à fil  
54390 FROUARD (France)  
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496  
<http://www.dupont-medical.com>

**COLSON**<sup>®</sup>  
Une marque de DUPONT MEDICAL