

Electrocardiographe COLSON[®]



ECG 3 pistes ultra compact et simple d'utilisation

➤ Electrocardiographe portable **CardiTouch**

Enregistrement de tracés ECG 1, 2 et 3 pistes

- Compact et léger.
- Ecran tactile et Clavier.
- Visualisation du signal ECG sur écran, format : 1, 3, 6 et 12 pistes.
- Enregistrement automatique ou manuel.
- Autonomie jusqu'à 450 tracés ou 4 heures en continu (Batterie entièrement chargée).
- Port USB pour connexion PC et stockage jusqu'à 100 cas sur carte microSD (non fournie).
- Fourni avec une trousse de transport, un câble patient, quatre électrodes périphériques, six électrodes à ventouse, un rouleau de papier, un adaptateur d'alimentation secteur.

Caractéristiques

- Papier : rouleau, largeur 50mm / longueur 20m
- Dérivations : 12 dérivations standards
- Affichage : écran tactile LCD 60x35mm
- 4 vitesses d'enregistrement : 6,25/ 12,5/ 25 et 50 mm/sec - Sensibilité : 5, 10, 20mm/mV ±5%
- Filtres : AC, EMG ou DFT
- Température d'utilisation : +5 °C~+35 °C - Humidité relative : ≤ 80 %
- Alimentation électrique : adaptateur de 12 V, Batterie au lithium rechargeable 7,4 V, 2 000 mAh
- Poids : 500 g avec batterie et papier - Dimension : 207x96x62 mm



Calcul des paramètres et aide à l'interprétation

Référence	CC 638 6000	Code ACL	3401060275440	CE 0123
------------------	-------------	-----------------	---------------	---------

Dupont Médical et DeVilbiss Healthcare France deviennent en 2017 Drive DeVilbiss Healthcare France, acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. Une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.

Chaque jour, nous améliorons votre vie.

drive

DeVilbiss[®]
HEALTHCARE