



Rollbody


Produits de transfert
glissant



CE

Caractéristiques communes :

- Housse rotative à très fort pouvoir glissant et facile d'entretien.
- Entièrement imperméable aux liquides et à l'air, avec traitement anti-bactérien et ignifuge, imputrescible et indéchirable.
- **Désinfectable** : supporte tous les produits classiques de désinfection.
- **Non feu M2**
- **Poignées de transport** thermoformées intégrées.
- **Renforts de sécurité** aux extrémités.
- Tous les modèles sont **radio-transparents**.



Rollbody Mini

Longueur hors-tout : 90 cm
Longueur utile : 70 cm
Largeur : 50 cm
Poids : 2,6 kg

Réf. : **SR 180 1000**



Rollbody spécial Bloc Opérateur

Longueur hors-tout : 185 cm
Longueur utile : 185 cm
Largeur : 50 cm
Poids : 4 kg

Réf. : **SR 180 4000**



Rollbody Long rigide

Longueur hors-tout : 185 cm
Longueur utile : 165 cm
Largeur 50 cm
Poids : 4 kg

Réf. : **SR 180 3000**



Rollbody Long pliant

Longueur hors-tout : 185 cm
Longueur utile : 165 cm
Largeur 50 cm
Poids : 4 kg

Réf. : **SR 180 2000**

Protections jetables

Housse pour Rollbody 200 X 60 cm (par 100) - Réf. SR 180 5900

Housse pour Rollbody 82 X 50 cm (par 100) - Réf. SR 100 1200

DUPONT MEDICAL

BP 19 - ZAC de Ban la Dame - 92 rue du train à fil
54390 FROUARD (France)

Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496

<http://www.dupont-medical.com>

HEALTHY®

Une marque de DUPONT MEDICAL