



Invacare® | **Leo®**

Robuste, fiable, sécurisant



*Invacare* **Leo** est un scooter 3 roues ou 4 roues conçu pour tous ceux qui sont attachés à leur autonomie et qui souhaitent pouvoir sortir en toute indépendance. La sécurité est un point clé du **Leo**, tout comme son design et son look sportif. Le **Leo** offre à l'utilisateur la capacité de réaliser ses sorties quotidiennes et ses promenades urbaines en toute liberté.

Grâce à sa conception unique, le **Leo** apporte un maximum de sécurité et devient ainsi le nouveau scooter compact de référence.

## Options et caractéristiques



### Siège confortable

Siège pivotant sur 360°, réglable en hauteur et en profondeur. Permet de trouver une position d'assise optimale.



### Démontage en 5 parties

Sans outils, simple, rapide et fiable.

## Pour une conduite en toute sécurité !

Le scooter *Invacare* **Leo** 3 ou 4 roues offre une conduite agréable et sûre ce qui facilite le contrôle et les manœuvres. Le système d'éclairage intelligent du **Leo** inclut un feu stop qui s'allume automatiquement à chaque ralentissement du scooter. Son électronique programmable permet de personnaliser son fonctionnement et ses performances selon les besoins et les préférences de l'utilisateur.

## Compact !

Le **Leo** est un scooter compact qui peut être démonté en 5 parties sans outils pour l'emmener avec soi en voyage ou en week-end. Son faible encombrement le rend aussi à l'aise en extérieur que dans des espaces intérieurs. Grâce à un diamètre de braquage plus court de 2300 mm et une meilleure maniabilité, le **Leo** 3 roues offre une conduite idéale dans les endroits exigus en toute sécurité.



## Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

|         | Largeur d'assise | Profondeur d'assise | Hauteur sol/plancher | Hauteur de dossier | Largeur hors-tout | Longueur hors-tout | Poids du scooter                         | Poids max utilisateur |
|---------|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------|
|         |                  |                     |                      |                    |                   |                    |                                          |                       |
| 3 roues | 470 mm           | 410 mm              | 460 - 560 mm         | 475 mm             | 590 mm            | 1200 mm            | 54 kg (sans batt.)<br>78 kg (avec batt.) | 136 kg                |
| 4 roues | 470 mm           | 410 mm              | 460 - 560 mm         | 475 mm             |                   | 1220 mm            | 59 kg (sans batt.)<br>83 kg (avec batt.) | 136 kg                |

|         | Batteries | Diamètre de giration | Franchissement | Garde au sol <sup>1</sup> | Pente max sécurité | Puissance moteurs | Autonomie | Vitesse |
|---------|-----------|----------------------|----------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-----------|---------|
|         |           |                      |                |                           |                    |                   |           |         |
| 3 roues | 2 x 36 Ah | 2320 mm              | 60 mm          | 35 mm                     | 10°                | 240 W             | 36 km     | 8 km/h  |
| 4 roues | 2 x 36 Ah | 2620 mm              | 60 mm          | 35 mm                     | 10°                | 240 W             | 38 km     | 8 km/h  |

1. Distance sous dispositif anti-bascule



## Coloris

Gris Lunaire

Bleu Onyx

Rouge Rubis

Vinyle Noir



## Revêtement du siège