

# Sedna

Toujours mobile



- Accoudoirs repliables avec catadioptres sur les côtés (seulement sur le modèle rouge)
- Siège rotatif (seulement sur le modèle rouge)

Dossier  
repliable

Guidon  
réglable

Siège repliable  
et rotatif

Batterie lithium  
amovible avec  
sécurité anti-vol



Pneus gonflables



Le modèle pris en photo est configuré pour démonstration. Certains équipements peuvent être en option.

## Pour plus de mobilité

# Caractéristiques techniques **Sedna**

|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 8                                                                                 | 25                                                                               | 6°/10%                                                                           | 30                                                                               | 820                                                                              |


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530                                                                               | 840<br>870*                                                                       | 960                                                                               | 2.80/2.50 - 4 air (2)<br>200 x 50 air (2)                                         | 540                                                                               | 27,3<br>31,6*                                                                     | 115                                                                                 | 24V / 11,5Ah                                                                        | 270W                                                                                |
|                                                                                   | *avec accoudoirs<br>et siège rotatif                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *avec accoudoirs<br>et siège rotatif                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°. Le rayon d'action est calculé selon les normes européennes. Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%).

## REPLIER, INCLINER ET TRANSPORTER...



**ÉTAPE 1**



**ÉTAPE 2**



**ÉTAPE 3**

Le scooter Sedna est le scooter transportable parfait. Léger et compact, il est pliable en moins d'une minute et transportable comme une valise à roulettes (sur le bateau, en train ou en avion, batteries comprises) Très pratique pour circuler dans les magasins ou restaurants.

### Couleurs



### Options

Sac pour les courses



**ÉTAPE 4**

### VERMEIREN France Avelin

Rue de l'Empire  
59133 Phalempin

Tél.: 03 28 55 07 98  
Fax: 03 20 90 28 89  
info@vermeiren.fr

### VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux  
63800 Cournon D'Auvergne

Tél.: 04.73.60.82.40  
Fax: 04.73.77.95.94

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

Visitez aussi notre site: [www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)



**VERMEIREN**  
Pour plus de mobilité

Sous réserve de modifications techniques