

Samsoft Mini



Palonnier
4 points




*Plus compact, plus léger,
très maniable*

Démontage sans outil

CE

Samsoft Mini

Facilement repliable et stockable en une seule pièce, Samsoft Mini peut en outre être démonté sans outillage en 2 parties pour faciliter son transport et sa manutention par une seule personne.




Dimensions du lève-patient plié :
111 x 58 x 43 cm



21 kg

Design de la poignée à pousser permettant de déplacer le lève-patient lorsqu'il est replié.



14 kg

ALIMENTATION ELECTRIQUE

- ① - Arrêt d'urgence
- ② - Descente électrique d'urgence
- ③ - Voyant de fonctionnement



RECHARGE DE LA BATTERIE, 2 POSSIBILITÉS :

en branchant directement l'appareil à une prise secteur murale grâce au chargeur intégré


ou

à distance en enlevant la batterie pour la connecter seule à une prise murale.



Léger et maniable

Surface au sol réduite de 20% par rapport à un lève-patient traditionnel




En option :



Palonnier cintré 2 points

Sangles DUPONT MEDICAL utilisables sur le lève-patient Samsoft Mini





Sangle filet bain

Taille M = réf SA 6391100
Taille L = réf SA 6391110

Sangle polyester confort

Taille M = réf SA 6391200
Taille L = réf SA 6391210
Taille XL = réf SA 6391220




Sangle hamac filet bain

Taille M = réf SA 6391500
Taille XL = réf SA 6391510

Sangle hamac filet toilette

Taille M = réf SA 6391600
Taille XL = réf SA 6391610



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence du <i>Samsoft Mini</i>	SR 300 0000
Capacité de levage	150 kg
Hauteur de levage maxi	160 cm
Largeur hors tout de la base	58 cm
Longueur hors tout	109 cm
Hauteur de la base (châssis)	9 cm
Ecartement intérieur des pieds	58 cm à 90 cm
Diamètre de giration	117 cm
Poids net de l'appareil	35 kg



**Sur structure, vérin
et boîtier de contrôle**

Conforme à la norme NF-EN-10535 / Vérin et boîtier de contrôle IP X4 - 

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

DUPONT MEDICAL

Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54 390 FROUARD
(France)
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496
<http://www.dupont-medical.com>